

Nome do Produto: NZY T7 RNA Synthesis kit**Número(s) de Catálogo: MB35301, 50 reactions**

Componentes	MB35301	Informação de Segurança
ATP, 10 mM	1 x 50 µL	Não Perigoso *
UTP, 10 mM	1 x 50 µL	Não Perigoso *
10x Transcription Reaction Buffer	1 x 100 µL	Não Perigoso *
T7 Enzyme Mix	1 x 50 µL	Não Perigoso *
GTP, 10 mM	1 x 50 µL	Não Perigoso *
CTP, 10 mM	1 x 50 µL	Não Perigoso *
Linear DNA control	1 x 10 µL	Não Perigoso *

*O produto mencionado acima não é classificado como perigoso ao abrigo do Regulamento (CE) No 1272/2008 (CLP). Consequentemente, não requer Ficha de Dados de Segurança, de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006, alterado pelo Regulamento (CE) No 2015/830.



Patrícia Ponte
Direcção Executiva